



MASED
REPRESENTACIONES SAC

**DESCUBRE LO
QUE PODEMOS
HACER POR TI**



Biología
Molecular



Equipos de
Laboratorio



Biotecnología
Reproductiva



Ecógrafos
y
Simuladores
Médicos



Microscopía



Soporte
Técnico



BIOLOGÍA MOLECULAR

..... Pág. 4



EQUIPOS DE LABORATORIO

..... Pág. 12



BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA

..... Pág. 22



ECÓGRAFOS Y SIMULADORES

..... Pág. 28



MICROSCOPIA

..... Pág. 31



SERVICIO TÉCNICO


..... Pág. 34



MASED
REPRESENTACIONES SAC



BIOLOGÍA MOLECULAR



Instrumentos, aparatos y consumibles de laboratorio para investigación ciencias de la vida, productos utilizados para separar, purificar, identificar, analizar y amplificar materiales biológicos y productos de diagnóstico de laboratorio.

PCR Digital por Gotas

Droplet Digital PCR (ddPCR) es un método para realizar PCR digital que se basa en la tecnología de gotas de emulsión de agua y aceite. Una muestra se fracciona en 20 000 gotas y la amplificación por PCR de las moléculas molde se produce en cada gota individual.

1864001	QX200
17007769	QX600
12006536	QX ONE
1864100	Auto DG
12001049	Generador de Gotas



CFX Opus 96

Sistema de PCR en tiempo real, 5 canales de fluorescencia y 1 canal de FRET.



Geldoc Go



COLECTOR DE FRACCIONES



Tetra Cell

Insumos y reactivos para diagnosticar y tratar enfermedades, descubrir nuevas terapias y utilizar la genética y Pruebas de ADN para identificación humana.

MaxWell

Sistema automatizado de extracción de Ácidos Nucleicos

AS4500	MaxWell RSC
AS8500	MaxWell RSC 48



Spectrum

Un instrumento de sobremesa para la secuenciación de Sanger y el análisis de fragmentos. Uso en identificación humana y pruebas de paternidad.

CE 1008	Spectrum CE System, 8 capilares
----------------	---------------------------------

MASED
REPRESENTACIONES S.A.C



PURIFICACION Y EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS



SOLUCIONES PARA PCR, qPCR, RT-qPCR



KITS PARA ANALISIS DE STRs



Agilent

Agilent ofrece soluciones de laboratorio para satisfacer necesidades en ámbitos de diagnóstico e investigación. Trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para ayudar a abordar las tendencias globales que afectan la salud humana y el medio ambiente.



TapeStation

Sistema de electroforesis automatizada y control de calidad para ácidos nucleicos.

TapeStation 4150	G2992AA
TapeStation 4200	G2991BA

Sistema de Electroforesis Capilar

Sistemas para analizar fragmentos de ADN/ARN, control de calidad de ácidos nucleicos.

M5310AA	5200 Fragment Analyzer
M5320AA	ZAG DNA


M5330AA	Femto Pulse
----------------	-------------



Escáner de MicroArrays



Sureselect



CGA MicroArrays



MICROMAN M100E



MICROMAN E M1000E, 100-1000 µL



PIPETMAN 4-PIPETTE KIT



MACROMAN



CARROUSEL, PIPETTE HOLDER




PIPETMAN -L- P12X1200L

ahn®




TUBOS DE CENTRÍFUGA



PRODUCTOS DE PCR



COLUMNAS SPIN



TIPS

IDT ofrece una variedad de productos qPCR y PCR para satisfacer sus necesidades de investigación. Solicite sondas y cebadores prediseñados y personalizados, mezclas maestras y soluciones qPCR listas para usar.

SERVICIOS

- Genes y fragmentos de genes de ADN Y ARN
- Oligos de ADN personalizados
- Oligos de ARN personalizados
- Grupos de oligos de ADN
- Síntesis a gran escala
- Fragmentos de genes eBlocks
- Fragmentos de genes gBlocks y gBlocks HiFi
- Herramienta de desarrollo de soluciones NGS
- Sondas qPCR personalizadas
- Mezclas maestras y reactivos
- EDICIÓN DEL GENOMA CRISPR-Cas9



MacroGen ofrece soluciones genómicas integrales que incluyen secuenciación de ADN/ARN, pruebas genéticas personales, análisis de microbiomas, secuenciación de células individuales, proteómica, paneles de genes de cáncer para diagnóstico clínico, e incluso pruebas genéticas animales.





BEADBLASTER 24 MICROTUBE
HOMOGENIZER, 115V



BEADBLASTER 24R REFRIGERATED
MICROTUBE HOMOGENIZER, 115V



BEADBLASTER™ 96 BALL
MILL HOMOGENIZER



BEADBUG™3 MICROTUBE
HOMOGENIZER, 115V



D1000 HOMOGENIZER, INCLUDES
5MM AND 7MM GENERATORS
(IDEAL FOR MICROTUBES)



BEADBUG 6, SIX POSITION
HOMOGENIZER, 115V



The Power to Question

Santa Cruz Biotechnology ofrece una extensa línea de productos de apoyo que complementan nuestros reactivos de investigación proteómica y biomédica. Los lisados de células completas, los extractos nucleares y los extractos de tejidos de alta calidad sirven como controles positivos para las aplicaciones de transferencia Western e inmunoprecipitación.

PRODUCTOS QUÍMICOS COMO:

- Inhibidores
- Activadores
- Sustratos
- Tintes
- Colorantes
- Sondas
- Etiquetas
- Tampones Preparados
- Detergentes
- Disolventes





TIAN,AMP VIRUS RNA KIT



RNA,SIMPLE TOTAL RNA KIT



RNA,PREP PURE MICRO KIT



RNA,PREP PURE CELL/BACTERIA KIT



PRNA,PREP PURE TISSUE KIT



RNA,PREP PURE FFPE KIT



NABI



DIAMANTE



LUMI



LUBI



MOBI




EUbi-600



MASED
REPRESENTACIONES SAC



EQUIPOS DE LABORATORIO





BALANZA DE PRECISIÓN CQT 1501



BALANZA ANALÍTICA



ANALIZADORES DE HUMEDAD PMB



BALANZA TRIPLE BRAZO TBB



MESA ANTRIVIBRACIÓN-AE AVT



BÁSCULAS DE PESAJE GBK-M

RAYPA



DIGESTOR KJELDAHL



UNIDAD DE NEUTRALIZACIÓN DE GASES




DESTILADORES KJELDAHL DE NITRÓGENO PROTEICO



EXTRACTOR SOXHLET Y RANDALL



EXTRACTOR DE FIBRAS



EXTRACTOR DE GRASA EN FRÍO



INCUBADORAS INCUCCELL



FRIOCELL



INCUBADORES DE CO2 CO2CELL



INCUBADORES DE CO2 CO2CELL



CÁMARAS CLIMATIZADAS CLIMACELL



ESTERILIZADOR DE VAPOR
STERIVAP® HP IL

Labnet
Labnet International



VORTEX MIXER VX-200



BAÑO MARIA CON CONTROL
DE TEMPERATURA



VORTEX ORBIT 300



INCUBADORA SHAKER
PARA TUBOS



AGITADOR MAGNÉTICO
CON CALENTADOR



BAÑO SECO



CABINA DE PCR



CENTRÍFUGA PARA MICROTUBOS



AGITADOR PARA MICROTUBOS



AGITADOR DE TUBOS




AGITADOR ORBITAL



ESTERILIZADOR



ACCURIS SMARTREADER 96



ISOPURE MINI



SMARTDROP XF



SMARTWASHER



AUTOMATE™ 96



CONTADOR DE CÉLULAS
AUTOMATIZADO QUADCOUNT



Z327 CENTRÍFUGA UNIVERSAL



Z216-MK MICRO CENTRIFUGA REFRIGERADA



Z207-A CENTRIFUGA CLINICA



Z32 HK CENTRIFUGA SUPER RAPIDA



SIEVA-3 CENTRIFUGA DE FILTRACION



OLEUM CENTRIFUGA DE PRUEBA DE ACEITE

BIOBASE



CABINA DE PCR



AUTOCLAVE VERTICAL



CAMPANA EXTRACTORA CANALIZADA



CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II CERTIFICADO POR NSF



CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II B2 CERTIFICADO POR NSF



CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL

El evaporador rotativo de vacío RVO 400 es un equipo de alta calidad, fiable y fácilmente comandable de una construcción robusta. RVO 400 representa una nueva generación de los evaporadores inteligentes los cuales les ahorran su tiempo y ofrecen lo más segura evaporización.

EVAPORADOR ROTATIVO DE VACÍO 400



MODELO

RVO 400

stakpure



EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA
OmniaTap xs produce agua tipo I y II



MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD
STAKPURE DC 400. DIGITAL



SISTEMA DE ÓMOSIS INVERSA



INTERCAMBIADOR DE IONES
FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE



EQUIPO OmniaLab RO DE PURIFICACIÓN
DE AGUA TIPO III POR AGUA DE
OSMOSIS INVERSA



DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
CON REBOSADERO DE DEPÓSITO
ESTÉRIL Y FILTRO DE VENTILACIÓN DE
0, 2µm DE SERIE



BOMBA DE VACIO



SISTEMA DE FILTRACIÓN



SISTEMA DE FILTRACIÓN CON RAMPAS



SISTEMA DE FILTRACIÓN DE FLUJO TANGENCIAL (TFF) TANFIL 100



SISTEMA DE VACÍO AUTOMÁTICO DC CHEM 610 PRO



SISTEMA DE SUCCIÓN



HYDRO-BIOS



CAMARA DE UTERMÖHL



DIVISOR MUESTRAS DE PLANCTON DE FOLSOM



MUESTREADOR NISKIN



MUESTREADOR MULTIPLE



MUESTREADOR DE FONDO VAN VEEN



RED TIPO SURBER



BAÑOS ULTRASÓNICOS
BRANSONIC/ BRANSON



TERMOCICLADORES
PORTÁTILES/ WATSON



HORNOS MUFLA/ YAMATO



DIVERSIDAD DE RACKS Y
CAJAS PARA
TUBOS/ HEATHROW
SCIENTIFIC



SISTEMAS DE FILTRO DE
VACÍO Y FILTROS DE TUBO
CENTRÍFUGO/ CELLTREAT



GUANTES CRIOGÉNICOS /
TEMPSHIELD



CONGELADOR
VERTICAL -86°C



PRODUCTOR DE HIELO
EN ESCAMAS



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES
PORTÁTILES



CONGELADOR VERTICAL
-10°C/-30°C




REFRIGERADOR 0°C / +15°C



FRIGORÍFICO/CONGELADOR
EQUIPO COMBINADO



PROCESADOR ULTRASÓNICO PROGRAMABLE DE 130



RECINTO DE REDUCCIÓN DE SONIDO



PUNTAS REEMPLAZABLES Y OTROS ACCESORIOS



PROCESADOR DE LÍQUIDOS ULTRASÓNICO POTENTE Y VERSÁTIL PARA VOLUMENES GRANDES



GRAN VARIEDAD DE TIPS ACCESORIOS PARA LOS HOMOGENIZADORES



ENFRIADORES



TERMÓMETRO DE TERMOPAR TIPO K CON CAPACIDAD DE APAGADO AUTOMÁTICO



MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE pH/ISE/EC/OD/turbidez



MEDIDOR PORTÁTIL DE TURBIDEZ (EPA) Y CLORO



MEDIDOR DE SOBREMESA DE pH/mV/ISE - HI5222



MEDIDOR DE pH/ORP - HI2002




FOTÓMETRO PARA ACUICULTURA

Excelente sistema óptico, sistema mecánico de alto nivel, sistema de control de circuito avanzado, proceso de producción riguroso, interfaz de software amigable e intuitiva, buenas especificaciones técnicas, rendimiento estable y confiable que puede cumplir con los requisitos de análisis de clientes profesionales y de alto nivel.

ESPECTROFOTÓMETRO DE PANTALLA TÁCTIL



ESPECTROFOTÓMETRO UV - VIS



w.s.tyler



Alpine Air Jet Sieve

W.S. Tyler CPA

Test Sieve Services



Test Sieves



RO-TAP® Sieve Shaker



MASED
REPRESENTACIONES SAC



BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA





AndroVision®: programa con PC y monitor

AndroVision® es un sistema altamente preciso y automático para el análisis computarizado de semen. No solamente ofrece los análisis clásicos de motilidad, concentración y morfología, sino también varios análisis de funcionalidad espermática basados en tinciones de fluorescencia.

- | | |
|--|--|
| Medidor de luz para controlar la iluminación | Compatible con instalaciones de red |
| Visualización flexible de resultados en pantalla | Perfiles de análisis para muchas especies animales |



ENVASADO, SELLADO E IMPRESIÓN DE PAJUELAS DE SEMEN



Vaina Universal para IA bovina ranurada/no ranurada



EquiPlus diluyente para semen equino con antibióticos, para preparar 1



AndroMed®



Triladyl®



Steridyl



Androstar® Plus con Gentamicina, 47 g = 1

COLECCIÓN DE SEMEN

El sistema BoarMatic de Minitube constituye una técnica eficiente y mejorada para coleccionar semen de verracos. El maniquí BoarMatic esta provisto de un mecanismo integrado que automatiza la labor de colección de semen.





TRANSPORTADOR DE OVOCITOS Y EMBRIONES



INCUBADORA DE MESA PARA CULTIVO CELULAR - EVE



ESTABILIZADOR DE MEDIOS - ADAM



SELLADORES DE PAJILLAS



AGUJAS PARA ASPIRACIÓN FOLICULAR



MESA CALEFACTORA



ESTEREOMICROSCOPIO



ELECTROYACULADOR - ELECTROJAC 6



CATÉTER DE SILICONA VORTECH™, 18 FR, 30 CC



MEDIO DE LAVADO - BIOLIFE ADVANTAGE™



FILTRO DE RECOLECCIÓN DE EMBRIONES



TUBO DE FLUJO RÁPIDO CON UNIÓN EN Y, CONECTOR DE CATÉTER DE FOLEY



ECOGRAFO SONOEYE P7 VET
LINEAL RECTAL



ECOGRAFO SONOEYE P6 VET
MICROCONVEXO



ECOGRAFO ESTACIONARIO
VETERINARIO CBIT



ECOGRAFO SONOEYE P3 VET
PHASED ARRAY



ECOGRAFO ECO 6 VET



En IMV Imaging somos líderes en imagenología veterinaria. Creemos en ayudar a nuestros clientes a mejorar el cuidado de los animales. Creemos en asegurar que nuestros clientes aprovechen al máximo su tecnología de diagnóstico por imágenes. Estamos dedicados a proporcionar el mejor equipo, asesoramiento, aprendizaje, atención al cliente y soporte técnico.

REPRESENTACIONES SAC



ECOGRAFO VETERINARIO
EASI-SCAN:GO



ULTRASONIDO VETERINARIO
EXAPAD Y EXAPAD MINI



SONDA OPU PARA
RECOGIDA DE ÓVULOS



DEWAR DE ALUMINIO SERIE SC
 (SMALL CAPACITY)



DEWAR DE ALUMINIO SERIE XC
 (Extra Capacity)



DEWARS PARA ALMACENAR
 NITRÓGENO LÍQUIDO - SERIE LAB



SERIE VAPOR SHIPPER



SERIE MVE DOBLE - DOBLE USO
 NITROGENO LIQUIDO O VAPOR



Serie MVE YDS



CONGELADOR DE
 EMBRIONES Y SEMEN



MINI BAÑO MARIA



CALENTADOR DE TUBOS



MESA DE CALEFACCIÓN
 PORTATIL



ELECTROEYACULADOR PARA
 TOROS Y CARNEROS



PLATINA TERMICA PARA
 MICROSCOPIO

La excelencia en criogenia define el compromiso de Kelvin International (KIC) de producir productos de calidad desde un instrumento simple hasta un sistema complejo. KIC sobresale en la comprensión de las necesidades del cliente, proporcionando así una solución que alcanza los objetivos técnicos, de seguridad y de costos.

GENERADOR DE NITROGENO LIQUIDO

Producción diaria: 100 Litros



GENERADOR DE NITROGENO LIQUIDO

Producción diaria: 50 Litros



ABT 360, LLC es un fabricante de medios de transferencia de embriones veterinarios con sede en EE. UU., establecido en 2017. Formada con integridad y experiencia, ABT 360 ha lo que se necesita para soportar todos sus medios de transferencia de embriones necesidades.

REPRESENTACIONES SAC




MEDIO ETILENGLICOL - ADAPT EG
Freeze con sacarosa y HA



MEDIOS ESPECIALIZADOS PARA
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES



MEDIO HOLDING - ADAPT
Holding con HA



**ECÓGRAFOS
Y
SIMULADORES
MÉDICOS**



RCP ADULTO CON APLICATIVO



RCP ADULTO CON TRACCIÓN MANDIBULAR



RCP ADULTO ULTRALITE



RCP PEDIÁTRICO



RCP LACTANTE



RCP LACTANTE ULTRALITE



RCP PACK DE 3



DEA ENTRENAMIENTO



RCP PACK DE 5

MASEU
REPRESENTACIONES SAC



SIMULADORES DE OBSTETRICIA



SIMULADORES DE INYECCIONES Y PUNCIÓN



SIMULADORES DE ATENCIÓN AL PACIENTE



ECO 2



EBit 60




QBit 9

CHISON SonoEye

CHISON SonoEye ofrece una variedad de soluciones clínicas con diferentes modelos. Altamente personalizado para satisfacer sus necesidades.

- ✓ SonoEye P1
- ✓ SonoEye P2
- ✓ SonoEye P5
- ✓ SonoEye P3



Android

iOS



CBit 10

¡Conozca el último CBit 10 de ultrasonido basado en carro de gama alta de CHISON! Impulsado por la innovadora plataforma, CBit 10 nace para ser diferente. Las funciones de vanguardia y el flujo de trabajo humanizado le brindarán una experiencia extraordinaria como nunca antes.

- ✓ Panel táctil HD de 13,3 pulgadas
- ✓ Excelente receptivo
- ✓ Interfaz personalizable
- ✓ Diseño ergonómico
- ✓ LED de alta definición de 23,8 pulgadas de ancho
- ✓ Calentador de gel




XBit 90



MASED
REPRESENTACIONES SAC



MICROSCOPIA





ACCU-SCOPE®



**EXI-310 Inverted
Microscope Series**



**EXC-350 Upright
Microscope Series**



**EXC-400 Upright
Microscope Series**



**EXI-410 Inverted
Microscope Series**



**EXC-500 Upright
Microscope Series**



**EXI-600 Research
Inverted Microscope**

UNITRON®



**Z6 Zoom Stereo
Microscope Series**



**Z8 Zoom Stereo
Microscope Series**



**Z10 Zoom Stereo
Microscope Series**



**Z12 Zoom Stereo
Microscope Series**



**Z645 Zoom Stereo
Microscope Series**



**Z850 Zoom Stereo
Microscope Series**



SERIE B-510

La serie OPTIKA B-510 representa el microscopio de rutina avanzado, ultramoderno e ideal para el análisis eficiente en aplicaciones de luz transmitida, cuidadosamente diseñado teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes para los usuarios.

SERIE B-150

La serie B-150 ha sido diseñada para cumplir con todos los requisitos de los laboratorios educativos. Obtenga imágenes nítidas a tres (40x, 100x y 400x) o cuatro (40x, 100x, 400x y 600x o 1000x) aumentos con un número de campo de 18 mm.



SERIE B-60

Una amplia gama de microscopios inalámbricos modernos ideales para estudiantes y principalmente escuelas primarias con lentes acromáticas, oculares FN 18, sistema óptico finito, enfoque coaxial.



SERIE B-1000

La Serie OPTIKA B-1000 es el resultado de una amplia modularidad combinada con la fuente de iluminación X-LED8 (8 W) de última generación, exclusiva y de alto rendimiento, correspondiente a una bombilla halógena de más de 100 W.



FLUORESCENCIA

Serie B-380: Microscopios de laboratorio para trabajos de rutina en variedad de campos y aplicaciones. Modelos especiales para fluorescencia.



B-190 Series

La serie OPTIKA B-190 es una fusión perfecta entre décadas de experiencia en microscopía educativa y un diseño nuevo y refinado.



IM-3 Series

Los microscopios invertidos son útiles para observar células u organismos vivos en el fondo de un recipiente grande (p. ej., un matraz de cultivo de tejidos).



IM-5 Series

OPTIKA IM-5 es un nuevo microscopio de investigación invertido que produce imágenes brillantes para el examen de células vivas.




SERVICIO TÉCNICO



SERVICIO TÉCNICO



PRE VENTA



POST VENTA



MARCAS





MASED
REPRESENTACIONES SAC

MASED REPRESENTACIONES SAC es una empresa dedicada a la comercialización de equipos e insumos de laboratorio, formada por profesionales con experiencia en las áreas de laboratorio, ingeniería e informática con sólidos conocimientos y experiencia en Reproducción animal, Mejoramiento genético, Biología, Química entre otros.

Central:
423 3900 / Cel: 961 900 112

E-mail:
infoventas@masedperu.com

Dirección:
Av. Universitaria Sur N° 1091 - 1097, Lima



Biología
Molecular



Equipos de
Laboratorio



Biotecnología
Reproductiva



Ecógrafos
y
Simuladores
Médicos



Microscopía



Soporte
Técnico