



SIMULADOR DE RCP ADULTO CON TRACCIÓN MANDIBULAR Y LUCES DE RETROALIMENTACIÓN

MARCA: PRESTAN

Maniquí de RCP con monitor de retroalimentación que permite a los estudiantes medir su propia tasa de compresión mientras practican la RCP. El monitor también permite a los instructores guiar a varios estudiantes a la vez.

Inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla, elevación del pecho y puntos de referencia anatómicos

Clicker de compresión

Vías respiratorias desechables

La estructura de la cabeza del maniquí es capaz de demostrar la maniobra de empuje de la mandíbula. Al agarrar y levantar los ángulos de la mandíbula inferior con ambas manos, esto empuja la mandíbula hacia adelante y presenta al rescatador una vía aérea abierta.

Maniquí adulto solo para el torso

Ahora, con aún más comentarios con el monitor de RCP basado en las Pautas de la Asociación Estadounidense del Corazón de 2015 para RCP y ECC

INCLUYE

01 torso adulto con tracción mandibular

10 protectores boca-pulmon

Bolsa de transporte