



SIMULADOR DE RCP NEONATAL CON LUCES DE RETROALIMENTACIÓN

MARCA: PRESTAN

Este maniquí neonatal de cuerpo completo permite a los estudiantes medir su propia tasa de compresión mientras practican la RCP. El monitor también permite a los instructores guiar a varios estudiantes a la vez.

El monitor de frecuencia de RCP con cuatro luces brillantes en el abdomen les permite a los estudiantes ver cuándo han alcanzado la frecuencia adecuada de compresiones y les facilita a los instructores verificar de manera rápida y precisa el progreso de varios estudiantes.

Sensación realista con inclinación de la cabeza / elevación del mentón, elevación del pecho y puntos de referencia anatómicos

Clicker de compresión

Vías respiratorias desechables

Sin látex

Maniquí de piel media

INCLUYE

01 simulador neonatal

10 protectores boca-pulmon

Bolsa de transporte