



SIMULADOR DE RCP ADULTO ULTRALITTLE

MARCA: PRESTAN

El último maniquí Ultralite con CPR Feedback tiene un pistón mejorado que brinda retroalimentación de compresión sobre la frecuencia y la profundidad, y ofrece un método asequible para el entrenamiento de CPR, con toda la calidad y el realismo que espera.

Estos maniqués únicos son duraderos y realistas pero livianos: ¡el maniquí individual con CPR Feedback pesa solo 5 libras! Altamente portátiles e ideales para transportar a los lugares de entrenamiento, estos maniqués cuentan con torsos y cabezas apilables que se ensamblan fácilmente y caben en un práctico estuche de transporte.

Diseño de concha para una instalación rápida de las bolsas pulmonares con protector facial
¡Pesa solo 0.5 kg!

Compresiones torácicas realistas a una profundidad de 5cm

Vida probada a medio millón de compresiones

Inclinación realista de la cabeza

El diseño anatómicamente correcto incluye proceso xifoides

NUEVO Pistón CPR con retroalimentación CPR

La luz ROJA fija indica <100 CPM

La luz VERDE fija indica 100-120 CPM (como se recomienda en las pautas de AHA / ARC)

La luz ROJA parpadeante indica más de 120 CPM

INCLUYE

1 torso de maniquí

1 cabeza de maniquí

1 pistón de retroalimentación CPR (pilas AA no incluidas)

1 paquete de 10 bolsas boca-pulmon

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte