



SIMULADOR DE RCP PACK FAMILIAR DE 03 PIEZAS CON LUCES DE RETROALIMENTACIÓN 01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO Y 01 NEONATAL

MARCA: PRESTAN

Este paquete de maniqués Prestan Incluye Maniqués de adulto, pediátrico y neonatal, además de una maleta.

1 maniqué de torso adulto con monitor RCP, 1 maniqué de torso pediátrico con monitor RCP y 1 maniqué neonatal cuerpo completo con monitor RCP

Expansión de pecho visible

Monitor de frecuencia RCP que permite a estudiantes e instructores saber si se ha llegado y se mantiene el nivel correcto de compresiones Una protección facial / pulmón desechable de una pieza

Características anatómicas, incluyendo el xifoides

Piel con acabado realista

Contador integrado que indica cuando el estudiante aplica la presión y profundidad correcta al hacer las compresiones

Cabeza y barbilla movibles que permiten a los estudiantes practicar la apertura de vías aéreas

Monitor RCP con mayor nivel de retroalimentación adaptado a los mandatorios de RCP y ECC establecidos por la Asociación Americana del Corazón en 2015

Permite a los estudiantes practicar protocolos de rescate y RCP en adultos, niños y bebés

Sin látex

INCLUYE

01 maniqué adulto, 01 pediátrico y 01 neonatal

10 protectores boca-pulmon adulto

10 protectores boca-pulmon pediátrico

10 protectores boca-pulmon neonatal

Hoja de instrucciones