



SIMULADOR DE RCP ADULTO CON TRACCIÓN MANDIBULAR Y LUCES DE RETROALIMENTACIÓN PACK DE 04 ADULTOS

MARCA: PRESTAN

Estos maniqués permiten a los estudiantes medir su propio índice de compresión mientras practican la RCP. Los monitores también permiten a los instructores guiar a varios estudiantes a la vez.

CARACTERÍSTICAS

Inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla

Elevación del pecho

Puntos anatómicos

Clicker de compresión a 1.9 ""y fondo a 2.18""

Vías aéreas desechables

La estructura de la cabeza del maniqué es capaz de demostrar la maniobra de empuje de la mandíbula. Al agarrar y levantar los ángulos de la mandíbula inferior con ambas manos, empuja hacia adelante y permite una vía aérea abierta.

Los monitores proporcionan retroalimentación sobre la técnica del estudiante

INCLUYE

4 maniqués de torso, adultos

Incluye 50 protectores boca-pulmón

Bolsa de transporte