



ANDROSTAR® PLUS CON GENTAMICINA, 47 G = 1 L DILUYENTE PARA SEMEN PORCINO

MARCA: MINITUBE

Diluyente de semen porcino de larga duración. El medio de conservación sintético apoya a los espermatozoides durante un largo período y los protege contra las influencias de condiciones de transporte y almacenamiento subóptimas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Además de un potente sistema amortiguador y una combinación efectiva de antioxidantes, Androstar® Plus contiene un estabilizador de membrana eficiente y bien probado. Por lo tanto, los espermatozoides son menos susceptibles a daños debido a temperaturas de almacenamiento subóptimas y volátiles. El límite de temperatura tolerado por los espermatozoides se extiende al rango de +10°C a +25°C.

Androstar® Plus contiene solo componentes sintéticos especialmente seleccionados por su capacidad para proteger la funcionalidad de las membranas de las células espermáticas, incluso en condiciones de almacenamiento y transporte subóptimas.

La membrana patentada de Minitube y los factores estabilizadores de viabilidad son componentes únicos de la fórmula bien equilibrada.

Androstar® Plus está disponible con uno o más antibióticos. Las mezclas de antibióticos permiten un control eficiente de un amplio espectro de bacterias. Se ha demostrado que los antibióticos son inocuos para la calidad del esperma.

Proveedor confiable: producción certificada por GMP



NUESTRAS MARCAS

