



INCUBADORA CON AGITACIÓN Y REFRIGERACIÓN

MARCA: Benchmark Scientific

El equipo cuenta con un rendimiento de servicio pesado, diseñado para cargas de trabajo pesadas y uso continuo, mantiene temperaturas tan bajas como 12°C por debajo de la temperatura ambiente.

- Su excelente precisión y uniformidad de temperatura están respaldadas por la tecnología patentada de distribución de calor que garantiza que las temperaturas se mantengan con precisión en toda la cámara. Las inconsistencias debidas a la estratificación se reducen a niveles insignificantes y la temperatura seleccionada se mantiene con precisión dentro del 0,25%, incluso en las esquinas. El rango de temperatura ampliado, hasta 12 grados por debajo del ambiente, permite una amplia gama de aplicaciones.
- Plataforma grande 18 x 18, hasta 5 x 2 L, cuenta con uniformidad de temperatura excepcional y un estante opcional para placas de Petri, microplacas, etc.

Características Técnicas

INCUBADORA CON AGITACIÓN Y REFRIGERACIÓN

Velocidad	Variable 30 a 300 rpm
Órbita	19mm / 3/4 pulg.
Rango de temperatura	Ambiente -12°C a 60°C
Incremento de temperatura	0.1°C
Precisión temporal	±0.1°C
Uniformidad temporal	±1.25°C
Incremento de velocidad	1 rpm
Dimensiones de la plataforma	17,8 x 17,8 pulg. / 45 x 45 cm
Dimensiones (w x d x h)	20 x 31 x 22 pulgadas / 51 x 79 x 56 cm
Peso (10LR)	170 libras (77 kg)
Altura de la tapa abierta	38 pulgadas / 96,5 cm
Temporizador	1 min. a 48 horas o continuo
Eléctrico	115 o 230V 50-60Hz; 1,2 kW
Garantía	2 años

 Información general



NUESTRAS MARCAS

