



MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE MBL 2000, BINOCULAR / TRINOCULAR CON PLATINA CALENTADA

MARCA: LABNET

Microscopio funcional con configuración especial para análisis de semen con sistema de calentamiento y unidad de control de temperatura para ajuste de temperatura individual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Objetivos PH10, PH20, PH40, PH100 (Según configuración del cliente)
- Sistema de calefacción integrado con unidad de control
- Conexión eléctrica: 90-230 VAC, 50-60 Hz, 20 W
- Excelente contraste de fase y óptica de campo brillante
- Soporte de microscopio resistente, mecánica bien diseñada
- Todos los modelos con sistema de calefacción incorporado y unidad de control para ajuste de temperatura por etapas
- Disponible con sistema económico de video y monitor



NUESTRAS MARCAS

