



REPROJELLY, GEL LUBRICANTE NO ESPERMICIDA

MARCA: MINITUBE

Recomendado para la IA, la palpación rectal, los exámenes ecográficos y la lubricación de vaginas artificiales. En tubo cierre-fácil de 100 ml y frasco de 3 litros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Composición: agua purificada, hidroxietilcelulosa, agentes bacteriostáticos y fungicidas, estabilizantes
- Sin ingredientes de origen animal
- Soluble en agua
- Apariencia: gel transparente a amarillo claro
- Lubricante de viscosidad óptima para cubrir guantes, vaginas artificiales, y pipetas e instrumentos de IA
- Olor: neutro
- Iso-osmótico, mantiene la viabilidad de la célula espermática
- Todos los lotes son expuestos a pruebas de tolerancia espermática
- Producido bajo normas GMP; los componentes están certificados correspondientes a Ph EUR
- Almacenamiento: +5 a +25°C



NUESTRAS MARCAS

