



TRILADYL® DILUYENTE PARA SEMEN

MARCA: MINITUBE

Medio diluyente concentrado para la congelación de semen de toro y semen de otros rumiantes. 250 g, para un total de 1250 ml de diluyente. Requiere adición de yema de huevo. Con fórmula anti-biótica según requisitos CE. Utilizado para el procesamiento de semen en un solo paso a temperatura ambiente, Triladyl® representa resultados óptimos e invariables de su población de toros, incluso con eyaculados de baja concentración.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fórmula elaborada, basada en TRIS
- Establecido internacionalmente por más de 30 años
- Resultados de congelación constantes y óptimos en una amplia gama de proporciones de dilución
- Producido bajo el estándar de producción Minitube GMP



NUESTRAS MARCAS

