



VAGINA ARTIFICIAL COMPLETA PARA BOVINOS

MARCA: MINITUBE

Para la colección de semen de toros, Cuerpo tubular hecho de goma con aperturas redondeadas. Conjunto de válvula permite insuflar aire para ajustar la presión interior. 4 tamaños diferentes y versátiles para la colección de semen de toros, camélidos y pequeños rumiantes (20cm, 30cm, 35cm y 41cm).

ACCESORIOS

- Banda elástica para vagina artificial para toros
- Manga para vagina artificial, lisa - REF.: 11022/0002
- Manga para vagina artificial, rugosa - REF.: 11022/0003
- Embudo de látex para vagina artificial - REF.: 11024/0000
- Embudo de silicona para vagina artificial - REF.: 11024/0050
- Manga interior desechable para vagina artificial, rollo de 200 m - REF.: 11022/0010
- Vaso colector de semen 15 ml, graduado, de cristal - REF.: 11023/0015
- Bolsa termoprotectora para vagina artificial, largo de 58 cm - REF.: 11025/0058
- Bolsa termoprotectora para vagina artificial, largo de 45 cm - REF.: 11025/0045



NUESTRAS MARCAS

