



MEDIO DE LAVADO BIOLIFE ADVANTAGE COMPLETE FLUSH MEDIA, BOLSA INDIVIDUAL DE 1 L

MARCA: AGTECH

Solución completa y lista para usar que utiliza PVOH (alcohol polivinílico) para obtener las propiedades tensioactivas necesarias atribuidas al suero y la BSA, al mismo tiempo que elimina la preocupación por la trazabilidad del suero y el estado de salud asociado del donante de suero. Llenado estéril en los EE. UU. en bolsas de EVA de última generación de 1000 ml. La película EVA es tecnológicamente superior para mantener el pH y la osmolalidad críticos del medio de recolección de embriones. Lixiviación cero de extraíbles, cambio de pH cero, características superiores de crecimiento celular. La bolsa de EVA de Agtech es hermética al vapor y al gas y está certificada como no tóxica. Las costuras de las bolsas están soldadas por radiofrecuencia para una resistencia superior de las costuras, un requisito importante para el envío transcontinental y el uso en el campo.



NUESTRAS MARCAS

