



OmniaPure Sistema de Purificación de Agua (Produce agua de tipo I) - 18200002

MARCA: Stakpure

Cuando necesites agua pura de la más alta calidad que satisfaga todas tus demandas de los requerimientos analíticos y de las ciencias de la vida, confía en el sistema de purificación OmniaPure que se encargará de hacer lo correcto por ti, lo puedes configurar, el pretratamiento incorporado asegura constantemente los resultados de tus experimentos y reduciendo los costos.

Dispensador Optifill estándar.

Los filtros gastados se cambian fácilmente.

Sensor de fuga estándar.

El reductor de presión integrado es estándar.

Control preciso del volumen.

Ultra-trace análisis, ICP-MS, HPLC, TOC-análisis.

Listo para usar incluye filtro y cartucho.

Especificaciones Tipo I			
Desempeño de Agua Pura l/h at 15 °C	6 o 12	Supply voltaje Volt/Hz	90–240
Conductividad $\mu\text{S}/\text{cm}$	0.055	Descarga conectada kW	0.1
Resistencia $\text{M}\Omega \times \text{cm}$	18.2	Tamaño del conector	3/4"
Valor TOC ppb	1–5	T° ambiente °C	+2 - +35
Desempeño dispensador /min	Hasta 2	Dimensiones mm	390 x 720 x 525
Partículas ml	< 1	Dimensiones de la unidad de producción mm	390 x 480 x 380
Bacteria CFU/ml	< 0.1		
Requerimientos de alimentación de agua		Dimensiones del dispensador OptiFill de pared	100 x 520 x 460
Agua preparada por intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodesionización o destilación		Dimensiones del dispensador OptiFill de banco	140 x 580 x 520
T° de alimentación del agua °C	+2 - 35	Peso kg	20
Input conductividad $\mu\text{S}/\text{cm}$	< 30		
TOC-valor ppb	< 50		
Datos técnicos			
Presión de operación bar	0.5–6		



NUESTRAS MARCAS

