



OmniaTap Sistema de Purificación de Agua (Produce agua de tipo I y II) - 18200053

MARCA: Stakpure

Omnia tap es el sistema ideal cuando se requiere disponer de agua pura o ultrapura, pero en pequeñas cantidades relativamente, este modelo es específico para ser usado en laboratorio de]ciencias de la vida, microbiología y cultivo celular para producir agua de tipo I y II en un mismo equipo.

Una pulsación en el botón del dispensador activa la dispensación de agua ultrapura tipo I a través del control del dispensador digital. La recirculación del agua pura contenida en el tanque de 10 litros lo mantiene permanentemente en calidad tipo II. El tanque de agua pura tiene una segunda salida para dispensar de agua a los usuarios finales.

Dispensador Optifill estándar.

Set de pretratamiento de agua.

Tanque de agua pura de 10L.

Filtro de reemplazo simple y económico.

Sensor de fuga.

Listo para usar incluye filtro y cartucho.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Especificaciones	OmniaTap UV/UF
Tipo II	
Desempeño de Agua Pura l/h at 15 °C	6 or 12
Conductividad µS/cm	0.067-0.1
Resistencia MΩ x cm	15 -10
Salida de agua pura presurizada del tanque	opcional
Tipo I	
Conductividad µS/cm	0.055
Resistencia MΩ x cm	18.2
Valor TOC ppb	1 -5
Desempeño del dispensado l/min.	1.6
Endotoxinas EU/ml	< 0.001
Partículas ml	< 1
Bacteria CFU/ml	< 0.1
Requerimientos de alimentación de agua	
T° de alimentación del agua °C	+2 - 35
Contenido de Manganeseo y Hierro mg/l	< 0.05
Contenido de cloro libre mg/l	< 0.1
Índice de densidad de sedimentos (SDI)	max. 3
Datos técnicos	
Presión de operación bar	2 - 6
Supply voltaje Volt/Hz	90-240/50-60
Descarga conectada kW	0.1
Tamaño del conector	3/4"
T° ambiente °C	+2 - +35
Dimensiones mm	390 x 720 x 615
Peso kg	21



NUESTRAS MARCAS

