



## CÁMARA SEDIMENTACIÓN FITOPLANCTON UTERMÖHL 10, 25, 50 ml

MARCA: HYDRO-BIOS

La nueva cámara combinada de sedimentación Utermohl para fitoplancton de Hydro-Bios le permite examinar sus muestras de plancton con el microscopio invertido utilizando cilindros de 10, 25 y 50 ml de volumen. Diseñada según la cámara Utermoehl.

La base y los cilindros están fabricados en plexiglass para una mayor transparencia y durabilidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base con anillo metálico y llave
- Soporte
- Cilindro de plexiglass de 10 ml
- Cilindro de plexiglas de 25 ml
- Cilindro de plexiglass de 50 ml
- Cubres de vidrio de 2 mm de espesor (3 unidades)
- Cubre de vidrio cuadrado
- Bases de 0,2 mm de espesor (50 unidades)



## NUESTRAS MARCAS

